

АННОТАЦИЯ

на средство для промывания
устройства
оториноларингологического
для промывания
индивидуального
«ДОЛФИН»

ТУ 9444-003-39151933-2008

1. Средство для промывания устройства оториноларингологического для промывания индивидуального «Долфин» (далее – средство) применяется с устройством оториноларингологическим для промывания индивидуальным «Долфин» емкостью 120 или 240 мл (далее – устройство) для профилактики и лечения ЛОР-заболеваний посредством промывания раствором средства.

2. Состав средства для промывания (рецепт № 1):

- галит (соль поваренная пищевая);
- соль поваренная пищевая йодированная;
- калий хлористый;
- натрий двууглекислый (сода пищевая);
- экстракт сухой – шиповник (плоды);
- экстракт сухой – солодка (корень).

3. Показания:

- ринит при ОРВИ и гриппе;
- профилактика гриппа и ОРВИ;
- синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит);
- аллергический ринит;
- атрофический ринит;
- гипертрофический ринит;
- вазомоторный ринит;
- аденоидит;
- подготовка к операциям и реабилитация после операций в полости носа и околоносовых пазух.

Средство применяется также для профилактики этих заболеваний и для промывания носоглотки в гигиенических целях.

4. Противопоказания:

- полная непроходимость носовых ходов;
- острый отит и обострение хронического отита;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания;
- аденоиды III степени;
- частые носовые кровотечения;
- доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа;
- возраст менее 4 лет

5. Действие:

средство уменьшает проявления воспаления и отека слизистой носа и носоглотки, очищает слизистую оболочку от аллергенов (пыль, пыльца растений, медикаменты и др.), способствует увлажнению и регенерации слизистой оболочки, улучшает защитные свойства слизистой и положительно влияет на клиническое течение воспалительных и аллергических заболеваний слизистой носа и носоглотки. Регулярное промывание носоглотки раствором средства для промывания обеспечивает профилактику острых и обострения хронических заболеваний слизистой носа и носоглотки.

6. Применение:

- 6.1. Разрежьте пакетик со средством и высыпьте его содержимое в емкость устройства.
- 6.2. Налейте в емкость устройства прокипяченную питьевую воду температурой 36–37 °С.
- 6.3. Закройте емкость крышкой с трубкой и взболтайте до полного растворения средства. Раствор готов к применению.
- 6.4. Раствор применяется местно для промываний носа и носоглотки согласно руководству по эксплуатации, совмещенному с паспортом на устройство.

ВНИМАНИЕ!

**Используйте только свеже-приготовленный раствор!
Не используйте для приготовления раствора горячую или холодную воду.**

Не рекомендуется глотать раствор средства.

Масса нетто одного пакетика:
2 г ± 5 %, 1 г ± 5 %.

Срок годности средства –
2 года со дня изготовления.

По окончании срока годности использованию не подлежит, утилизировать как бытовые отходы.

Дата изготовления указана на упаковке.

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от 0 до +25 °С, при влажности не более 75 %.

Регистрационное удостоверение:

№ ФСР 2008/02703
от 15.10. 2014 г.

Производитель:
ООО «Долфин».

Юридический адрес:
Россия, 630108, г. Новосибирск,
1-й переулок Пархоменко, 14.

Почтовый адрес:
Россия, 630108,
г. Новосибирск, а/я 255,
тел./факс: (383) 334-03-70.

www.dolphin.ru